

Καταγραφή δραστηριότητας


Η “καταγραφή δραστηριότητας” είναι μια λειτουργία με την οποία μπορείτε να γνωρίζετε **πότε** και **από ποιόν** έχει γίνει κάθε ενέργεια που αφορά το Ιατρείο σας.

Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες που καταγράφονται:

- εισαγωγή ασθενούς
- διαγραφή ασθενούς
- εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή περιστατικού
- εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή επίσκεψης ή άλλης ιατρικής πράξης
- επεξεργασία στοιχείων ιστορικού

Είναι διαθέσιμη σε κάθε σελίδα επισκόπησης με ένα διακριτικό link (“Καταγραφή δραστηριότητας”). Κάνοντας click στο link αυτό εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες εγγραφές. Με τον ίδιο τρόπο (κάνοντας πάλι click) μπορείτε να αποκρύψετε τη σχετική πληροφορία.

Παράδειγμα:



Ημερομηνία	Χρήστης	Περιγραφή
3/7/2022 18:57:52	Αλέξανδρος Παπαδόπουλος	Επεξεργασία περιστατικού (#14): Κωνσταντίνος Νικολαΐδης (#13), Πυρετός, Υπό διερεύνηση
3/7/2022 18:43:54	Χρήστος Γεωργίου	Νέα επίσκεψη ή ιατρική πράξη (#18): Κωνσταντίνος Νικολαΐδης (#13), Ιατρική επίσκεψη, διενέργεια από: Χρήστος Γεωργίου
3/7/2022 18:43:54	Χρήστος Γεωργίου	Νέο περιστατικό (#14): Κωνσταντίνος Νικολαΐδης (#13), Ο λόγος δεν δόθηκε, Υπό διερεύνηση

Ενδεικτικές σελίδες

Την καταγραφή δραστηριότητας θα βρείτε συνήθως σε σελίδες επισκόπησης (όχι εισαγωγής δεδομένων). Ενδεικτικά αναφέρονται:


- Συνολική εικόνα ασθενούς
- Επισκόπηση περιστατικού
- Επισκόπηση επίσκεψης ή ιατρικής πράξης
- Σύνοψη περιστατικών και επισκέψεων

- Σελίδες σημειώσεων ιστορικού

Αρχείο καταγραφής

Όλες οι ενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι διαθέσιμες σε ένα πολυδύναμο αρχείο που είναι διαθέσιμο από την επιλογή:

Menu → Ασθενείς → Διαχείριση ιατρού → Καταγραφή δραστηριότητας



Καταγραφή δραστηριότητας				
#	Κωδικός Η	Ημερομηνία	Ιατρός	Περιγραφή
1	9	3/7/2022 18:57:52	Αλεξάνδρος Παπαδόπουλος	Επεξεργασία σημειώσεων για επίσκεψη ή ιατρική πράξη: Κωνσταντίνος Νικολαΐδης (#13), Επίσκεψη ή ιατρική πράξη #18
2	8	3/7/2022 18:43:54	Χρήστος Γεωργίου	Επεξεργασία περιστατικού (#14): Κωνσταντίνος Νικολαΐδης (#13), Πυρετός, Υπό διερεύνηση
3	7	3/7/2022 18:43:54	Χρήστος Γεωργίου	Νέα επίσκεψη ή ιατρική πράξη (#18): Κωνσταντίνος Νικολαΐδης (#13), Ιατρική επίσκεψη, διενέργεια από: Χρήστος Γεωργίου
4	6	3/7/2022 18:43:54	Χρήστος Γεωργίου	Νέο περιστατικό (#14): Κωνσταντίνος Νικολαΐδης (#13), Ο λόγος δεν δόθηκε, Υπό διερεύνηση
5	5	3/7/2022 18:43:54	Χρήστος Γεωργίου	Εισαγωγή ασθενούς (#13): Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, άρρεν, 67 έτη
6	4	3/7/2022 18:42:57	Χρήστος Γεωργίου	Διαγραφή ασθενούς (#12): Γεώργιος Νικολάου, άρρεν, 61 έτη
7	3	3/7/2022 18:41:09	Χρήστος Γεωργίου	Νέα επίσκεψη ή ιατρική πράξη (#17): Γεώργιος Νικολάου (#12), Δοκιμαστικό παραστατικό, διενέργεια από: Χρήστος Γεωργίου
8	2	3/7/2022 18:41:09	Χρήστος Γεωργίου	Νέο περιστατικό (#13): Γεώργιος Νικολάου (#12), Ο λόγος δεν δόθηκε, Υπό διερεύνηση
9	1	3/7/2022 18:41:09	Χρήστος Γεωργίου	Εισαγωγή ασθενούς (#12): Γεώργιος Νικολάου, άρρεν, 61 έτη

Σύνθετα κριτήρια - Excel export

Το αρχείο καταγραφής προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης με κριτήρια:

- περιγραφή
- ασθενής
- ημερομηνία καταγραφής (από μέχρι)
- τύπος ενέργειας

Κάνετε click στο link “Κριτήρια”, διατυπώστε το ερώτημά σας και κατόπιν πατήστε “Εφαρμογή κριτηρίων”.

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε σε Excel τις εγγραφές που έχετε επιλέξει.

Κριτήρια

Περιγραφή Επιλογή

Ασθενής

Τουλάχιστον δύο γράμματα

Από Επιλογή

Μέχρι Επιλογή

Τρέχον έτος

μήνας

εβδ.

σήμερα

+1 έτος

μήνας

εβδ.

ημέρα

Ενέργεια

☒ εισαγωγή

☒ επεξεργασία

☒ διαγραφή

Εφαρμογή κριτηρίων

Επαναφορά κριτηρίων

Απαλοιφή κριτηρίων

Εργαλεία

Επαναφορά

Εγγραφές ανά σελίδα

10

Εξαγωγή σε Excel

Χρειάζεστε βοήθεια;

From:

<https://docs.medesign.gr/> - docs.medi~~s~~ign.gr

Permanent link:

[https://docs.medi~~s~~ign.gr/manual/activity-log](https://docs.medisign.gr/manual/activity-log)Last update: **2022/07/03 17:08**