

Νέο περιστατικό

Για να εισάγετε νέο Περιστατικό απλά πατήστε το κουμπί “Νέο περιστατικό” από την οθόνη [Περιστατικά, επισκέψεις και ιατρικές πράξεις](#).


Αφού συμπληρώσετε τα πεδία, πατήστε το κουμπί “Εισαγωγή”.

Τόσο για το πεδίο “**Λόγος που ζητήθηκε ιατρική εξέταση**” όσο και για το πεδίο “**Διάγνωση**”, μπορείτε να επιλέξετε από:

- τις εγγραφές που υπάρχουν στο προσωπικό σας αρχείο
- από την ICD10
- είτε να εισάγετε ένα δικό σας όρο

Στην περίπτωση που εισάγετε όρο της ICD10 είτε δικό σας όρο, αυτός εισάγεται αυτόματα στο “Προσωπικό σας αρχείο” και παραμένει εφεξής διαθέσιμος.

Δείτε το video



From:

<https://docs.medisign.gr/> - docs.medisign.gr

Permanent link:

<https://docs.medisign.gr/manual/case/add>

Last update: **2021/08/17 18:45**

