

Προσθήκη πάθησης

Το MediSign έρχεται παραμετροποιημένο με διαθέσιμες περισσότερες από 1000 “συνήθειες” παθήσεις στο “Προσωπικό σας αρχείο”.

Ωστόσο μπορείτε

- να επιλέξετε μια πάθηση από τις 10.000 περίπου που περιλαμβάνονται στην **ICD10** (η οποία αυτόματα προστίθεται στο Προσωπικό σας αρχείο και παραμένει διαθέσιμη) ή
- να εισάγετε ένα δικό σας όρο (ο οποίος αυτόματα προστίθεται στο Προσωπικό σας αρχείο και παραμένει διαθέσιμος)

Αυτό γίνεται από το dropdown list που υπάρχει στην οθόνη εισαγωγής:

Προσθήκη πάθησης

Ιωάννης Ιωάννου

Ηλικία: 41 έτη Κωδικός: 1

από το προσωπικό σας αρχείο (1.147 εγγραφές)

από το προσωπικό σας αρχείο (1.147 εγγραφές)

από την ICD10 (9.574 εγγραφές)

προσθέστε ένα δικό σας όρο

τουλάχιστον 4 χαρακτήρες χωρίς κενά...

Από

Μέχρι

Καθαρισμός

Σήμερα

Αντιγραφή ↗

← ↩ Αντιγραφή

Σήμερα


Καθαρισμός

Εισαγωγή

Ακύρωση

Χρειάζεστε βοήθεια:

Δείτε το video



From:

<https://docs.medesign.gr/> - **docs.medesign.gr**

Permanent link:

<https://docs.medesign.gr/manual/disease/add>

Last update: **2021/08/17 14:19**

