

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΗΔΙΚΑ

Με μια ματιά

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση πιο εύκολη από ποτέ!

Το MediSign προσφέρει [Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΗΔΙΚΑ](#) χρησιμοποιώντας το Easis API.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΗΔΙΚΑ στο MediSign προσφέρεται σε πολύ **απλές** και **γρήγορες** οθόνες. Έτσι δεν χρειάζεται να ανοίγετε την ΗΔΙΚΑ σε νέο tab, μπορείτε να το κάνετε μέσα από το MediSign κατευθείαν. Από τον υπολογιστή σας είτε ακόμα και από το κινητό σας.

Έτσι μπορείτε να κάνετε Συνταγογράφηση μέσα από το γνώριμο περιβάλλον του MediSign, κατευθείαν από την καρτέλα του Ασθενούς σας με μια σειρά από πλεονεκτήματα.

Γιατί να επιλέξω αυτή τη λύση

Μπορείτε πάντα να συνταγογραφείτε από την [επίσημη σελίδα της ΗΔΙΚΑ](#).

Επιλέγοντας τη λύση που προσφέρει το MediSign έχετε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:


- **Απλό και καθαρό περιβάλλον εργασίας:** οι εργασίες Συνταγογράφησης (ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΣΥΝΤΑΓΗ, ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ εκτελούνται γρήγορα σε απλές και κατανοητές οθόνες.
- **Χρησιμοποιείτε μία μόνο εφαρμογή:** μπορείτε να συνταγογραφείτε κατευθείαν από το MediSign χωρίς να χρειάζεται να έχετε την εφαρμογή της Συνταγογράφησης σε άλλη καρτέλα.
- **Αγαπημένα με ένα κλικ:** Αποθηκεύστε στα Αγαπημένα σας και αντιγράψτε άμεσα τις Συνταγές και τα Παραπεμπτικά που χρησιμοποιείτε συχνά, με δυνατότητα εύκολης τροποποίησης.
- **Ταχύτητα αναζήτησης:** Αναζητήστε φάρμακα, εξετάσεις και διαγνώσεις ταχύτατα, χωρίς τις συχνές καθυστερήσεις.
- **Λειτουργεί σε κινητό και tablet:** Χρησιμοποιήστε το σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα (π.χ. ιατρός και γραμματέας), ακόμα και από το smartphone σας.
- **Πολλαπλές καρτέλες:** Διαχειριστείτε πολλές διαδικασίες ταυτόχρονα και επωφεληθείτε από την εύκολη αναζήτηση Συνταγών/Παραπεμπτικών και παρακολούθηση του Ιστορικού των ασθενών σας.

Τι είναι τα Αγαπημένα


Τα “Αγαπημένα” είναι η πολυπόθητη ευκολία να δημιουργείτε **Αγαπημένες συνταγές** και **Αγαπημένα παραπεμπτικά**, αντιγράφοντας με ένα click ένα υπάρχον.

Δεν χρειάζεται να ξαναγραφτεί μια συνταγή που μοιάζει με μια άλλη. Χρησιμοποιείτε το Αγαπημένο, το τροποποιείτε ελάχιστα (αν χρειάζεται) και είστε έτοιμοι.

Έτσι κερδίζετε πολύτιμο χρόνο.


 Ιδιωτικό Ιατρείο-Test

Ενεργή ΑΜΚΑ
επίσκεψη:471270 Ασθενή: [redacted]

[Επιστροφή στο MediSign](#) [Επίσκεψη](#) [Νέα Συνταγή](#) [Νέο Παραπεμπτικό](#) [Ιστορικό](#) [Αναζήτηση](#) 

Ιατρός: [redacted] (Ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) ▼

Ασθενής: [redacted] (ΑΜΚΑ: [redacted]) ▼

 [Αντιγραφή αγαπημένης συνταγής](#)

Δημιουργία Συνταγής

Επανάληψη	Περίοδος Επανάληψης
<input type="text" value="1"/> ▼	<input type="text" value=""/> ▼
Τύπος	
<input type="text" value="Τυπική"/> ▼	
Διάγνωση	Σχόλια
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Χρόνια Πάθηση Γνωμάτευση

[Θεραπευτικά Πρωτόκολλα](#)

[Προσθήκη Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου](#)


The screenshot displays the MediSign web application interface. At the top, there is a dark blue header with the e-asis logo on the left and the text "Ιδιωτικό Ιατρείο-Test" on the right. Below the logo, the user's name "Ενεργή" and AMKA number "ΑΜΚΑ: 471270" are shown, along with the patient's name "Ασθενής: 12002001507". A navigation menu includes "Επιστροφή στο MediSign", "Επίσκεψη", "Νέα Συνταγή", "Νέο Παραπεμπτικό", "Ιστορικό", and "Αναζήτηση".

A modal window titled "Αγαπημένες Συνταγές" (Favorite Prescriptions) is open in the center. It features a search input field labeled "Αναζήτηση αγαπημένης συνταγής". Below the search field is a table with two columns: "Τίτλος" (Title) and "Ενέργεια" (Action). The table contains one entry: "Αρρυθμία - κοιλιακή μρμαρυγή" (Arrhythmia - ventricular flutter) with a dropdown arrow and a blue "Αντιγραφή" (Copy) button. At the bottom of the modal is a grey "Άκυρο" (Cancel) button.

Below the modal, the main interface shows two input fields: "Διάγνωση" (Diagnosis) and "Σχόλια" (Comments).

Πώς λειτουργεί

Από το menu του MediSign μπορείτε να επιλέξετε εύκολα την [Συνταγογράφηση ΗΔΙΚΑ](#)



Ακόμα καλύτερα, όταν έχετε ανοίξει την καρτέλα ενός Ασθενούς θα βρείτε τα χαρακτηριστικά buttons που σας οδηγούν κατευθείαν στον Ασθενή στο περιβάλλον της ΗΔΙΚΑ για να ξεκινήσετε μια ΕΠΙΣΚΕΨΗ:

medisign [Ασθενείς](#) [Γραμματεία](#) [Λογιστήριο](#) [Ρυθμίσεις](#) [Υποστήριξη](#)

Συνολική εικόνα ασθενούς


Επιλογή ασθενούς [Φάκελος ασθενούς](#)

Αλεξάνδρα Ποντίκη
Ηλικία: 85 έτη AMKA: 13083901507 Κωδικός: 1

[Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΗΔΙΚΑ](#)


[Σημαντικές παρατηρήσεις](#)

Και βέβαια η επιλογή είναι διαθέσιμη από το μενού “Φάκελος Ασθενούς” σε όλες τις οθόνες που σχετίζονται με τον Ασθενή (Συνολική εικόνα Ασθενούς, Ιστορικό, Περιστατικά και Επισκέψεις):



The screenshot shows the Medisign interface for a patient's overview. The top navigation bar includes 'medisign', a home icon, and menu items: 'Ασθενείς', 'Γραμματεία', 'Λογιστήριο', 'Ρυθμίσεις', and 'Υποστήριξη'. The main heading is 'Συνολική εικόνα ασθενούς'. Below it, there are two buttons: 'Επιλογή ασθενούς' and 'Φάκελος ασθενούς'. A dropdown menu is open from the 'Φάκελος ασθενούς' button, listing several options: 'Συνολική εικόνα ασθενούς', 'Δημογραφικά ασθενούς', 'Συνταγογράφηση ΗΔΙΚΑ' (highlighted with a blue bar and a red arrow), 'Ατομικό αναμνηστικό', 'Γυναικολογικό ιστορικό', 'Οικογενειακό ιστορικό', 'Συνήθειες και τρόπος ζωής', and 'Περιστατικά και Ιατρικές Πράξεις'. Below the dropdown, there is a green button with a stethoscope icon and the text 'Ηλεκτρ'. At the bottom, there is a section titled 'Σημαντικές παρατηρήσεις' with a blue icon.

Αφού συνδεθείτε και ολοκληρώσετε τις εργασίες Συνταγογράφησης (ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΣΥΝΤΑΓΗ, ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ), αναζητήστε το button “Επιστροφή στο MediSign” για να οδηγηθείτε στην καρτέλα του Ασθενούς σας και πάλι:



Επιστροφή στο MediSign

Ενεργή επίσκεψη:471270 ΑΜΚΑ Ασθενή:1

Επίσκεψη Νέα Συνταγή Νέο Παραπεμπτικό Ιστορικό Αναζήτηση

Ιατρός: Ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ασθενής: (ΑΜΚΑ:)

Επίσκεψη: 471270 - Εκκρεμής

Έναρξη Επίσκεψης 07/10/2024 16:40:35

Λήξη Επίσκεψης

*Λόγος Επίσκεψης Ιατρική Πράξη

Σχόλια/Παρατηρήσεις

Ασφαλιστικός Φορέας I.K.A.-E.T.A.M.

ICPC-2 Αναζήτηση ICPC-2...

Πόσο κοστίζει

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση λειτουργεί σαν πρόσθετο (add-on) του [Βασικού Πακέτου του MediSign](#) και προσφέρεται σε πολύ προσιτή τιμή.

Παρέχεται χρόνος ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ για όσο διάστημα διαρκεί η περίοδος δωρεάν δοκιμής του MediSign.

Στη συνέχεια, αν επιθυμείτε να την χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα πακέτα:

Πακέτο	Κόστος (EURO)	Έκπτωση
Ανά μήνα	6	
Ανά τρίμηνο	16	10%
Ανά έτος	62	15%

Ποιος μπορεί να συνταγογραφεί

Δυνατότητα Συνταγογράφησης έχουν:

- ο Κάτοχος του Λογαριασμού
- οι χρήστες με ρόλο “Επαγγελματίας Υγείας”
- η Γραμματεία του Ιατρείου (αν της διαθέσετε τα αντίστοιχα δικαιώματα)

Για να συνταγογραφήσει ένας χρήστης χρησιμοποιεί τους κωδικούς εισόδου που έχει στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ.

Σύνδεση στην ΗΔΙΚΑ

Username στο e-prescription.gr

kyriakoulis1docapi

Κωδικός πρόσβασης

.....

Manage passwords...

Να με θυμάσαι


Σύνδεση

Το MediSign δεν θα ζητήσει ποτέ το username ή το password που έχετε στην ΗΔΙΚΑ (ούτε αποθηκεύει τις τιμές αυτές). Θα χρειαστεί απλά να τα βάλετε την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε

στην ΗΔΙΚΑ (μέσω του MediSign).

Screenshots

Ακολουθούν ενδεικτικά Screenshots από τις βασικές εργασίες Συνταγογράφησης (ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΣΥΝΤΑΓΗ, ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ).



Σύνδεση στην ΗΔΙΚΑ

Username στο e-prescription.gr

Κωδικός πρόσβασης στο e-prescription.gr

Να με θυμάσαι

Σύνδεση

Σύνδεση στην ΗΔΙΚΑ

Username στο e-prescription.gr

kyriakoulis1docapi

Κωδικός προ


kyriakoulis1docapi
.....

Manage passwords...


.....

Να με θυμάσαι

Σύνδεση

 Ιδιωτικό Ιατρείο - Test

Ενεργή ΑΜΚΑ
επίσκεψη: 471270 Ασθενή: 1


[Επιστροφή στο MediSign](#) Επίσκεψη Νέα Συνταγή Νέο Παραπεμπτικό Ιστορικό Αναζήτηση 

Ιατρός: [Redacted] Ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ


Ασθενής: [Redacted] (ΑΜΚΑ: [Redacted])

Επίσκεψη: 471270 - Εκκρεμής

Έναρξη Επίσκεψης 07/10/2024 16:40:35	Λήξη Επίσκεψης
*Λόγος Επίσκεψης <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;">Ιατρική Πράξη</div>	Σχόλια/Παρατηρήσεις <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;"> </div>
Ασφαλιστικός Φορέας I.K.A.-E.T.A.M.	
ICPC-2 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 20px;">Αναζήτηση ICPC-2...</div>	


 Ιδιωτικό Ιατρείο-Test

Ενεργή ΑΜΚΑ
επίσκεψη:471270 Ασθενή: ██████████

[Επιστροφή στο MediSign](#) [Επίσκεψη](#) [Νέα Συνταγή](#) [Νέο Παραπεμπτικό](#) [Ιστορικό](#) [Αναζήτηση](#) 

Ιατρός: ██████████ (Ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) ▼

Ασθενής: ██████████ (ΑΜΚΑ: ██████████) ▼

 [Αντιγραφή αγαπημένης συνταγής](#)

Δημιουργία Συνταγής

Επανάληψη **Περίοδος Επανάληψης**

▼ ▼

Τύπος

▼

Διάγνωση **Σχόλια**

Χρόνια Πάθηση Γνωμάτευση

[Θεραπευτικά Πρωτόκολλα](#)

[Προσθήκη Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου](#)

Logo: e-ασίς

Ιδιωτικό Ιατρείο-Test

Ενεργή επίσκεψη: 471270 ΑΜΚΑ Ασθενή: 13992994597

Επιστροφή στο MediSign

Επίσκεψη Νέα Συνταγή Νέο Παραπεμπτικό Ιστορικό Αναζήτηση

Ιατρός: Ι (Ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)

Α. ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ (ΑΜΚΑ: 4399994597)

Αγαπημένες Συνταγές

Αναζήτηση αγαπημένης συνταγής

Τίτλος	Ενέργεια
Αρρυθμία - κολπική μρμαρυγή	Αντιγραφή

Άκυρο

Διάγνωση Σχόλια

- Περιορισμός στην εκτέλεση
- Υψηλού κόστους
- Εκτός φαρμακευτικής δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
- Απαιτείται προέγκριση από επιτροπή
- Ι.Φ.Ε.Τ.
- Δυνατότητα παραοοσης κατ' οίκον

Περιπτώσεις μηδενικής συμμετοχής για όλη τη συνταγή

-

- Συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία
- Συνταγογράφηση Εισαγωγών μέσω Ι.Φ.Ε.Τ.
- Συνταγογράφηση με γαληνικά σκευάσματα

Οδηγίες

Αναζήτηση μέσω: Εμπορικής ονομασίας ATC Δραστικής Ουσίας

Αναζήτηση Φαρμάκου...

Δραστική Ουσία: **ΑΡΙΧΑΒΑΝ**
Προτεινόμενη Θεραπεία: **ΔΙΣΚΙΑ_ΕΠΙΚΑΛ**
2,5MG/TAB BTX 60 Tabs σε Blister (PVC/PVDC/alu)


Σχόλια

Ποσότητα: 1
Ποσό Δόσης: 1
Συχνότητα: 2 φορές την ημέρα
Διαγνώσεις: 148.2


Μον. Δόσης: ΔΙΣΚΙΑ_ΕΠΙΚΑΛ
Ημέρες: 1
Συμμετοχή: 0%

Διαγραφή

Καθαρισμός Φαρμάκων


 Ιδιωτικό Ιατρείο-Test

Ενεργή ΑΜΚΑ
επίσκεψη:471270 Ασθενής:

[Επιστροφή στο MediSign](#) Επίσκεψη Νέα Συνταγή Νέο Παραπεμπτικό Ιστορικό Αναζήτηση 

Ιατρός: [Name] (Ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)

Ασθενής: [Name] (ΑΜΚΑ: [AMKA])

 [Αντιγραφή αγαπημένου παραπεμπτικού](#)

Δημιουργία Παραπεμπτικού

*Κατηγορία Εξετάσεων	Τύπος
<input type="text" value="Επιλέξτε Κατηγορία"/>	<input type="text" value="Τυπικό"/>
*Αιτιολογία	Σχόλια/Παρατηρήσεις
<input type="text" value="Εξετάσεις"/>	<input type="text"/>
Μηδενική Συμμετοχή	
<input type="text" value="-"/>	

Κατηγορία Εξετάσεων	Όριο εξετάσεων ανά ασφαλισμένο	Αριθμός εξετάσεων ασφαλισμένου
<input type="text" value="ICD-10"/>		

Κατηγορία Εξετάσεων	Όριο εξετάσεων ανά ασφαλισμένο	Αριθμός εξετάσεων ασφαλισμένου
Οφθαλμολογία	4	2

ICD-10

Αναζήτηση μέσω: Κωδικού Τίτλου Περιγραφής

Αναζήτηση ICD-10...

B30: Ιογενής επιπεφυκίτιδα Αυτόματη Συσχέτιση Διαγραφή

Εξετάσεις

Μόνο αγαπημένες εξετάσεις

Αναζήτηση Εξέτασης...

Εξέταση: **Εφαρμογή φακών επαφής** Διαγραφή

Διάγνωση Λόγος

Σχόλια

Καθαρισμός Εξετάσεων

From: <https://docs.medesign.gr/> - docs.medesign.gr

Permanent link: <https://docs.medesign.gr/manual/idika>

Last update: **2024/10/11 07:54**

