




Φωτογραφία ασθενούς

Από την οθόνη [Δημογραφικά ασθενούς - επεξεργασία](#) κάνετε click στη φωτογραφία του ασθενούς για να εισάγετε νέα ή να τροποποιήσετε τη φωτογραφία του.


Τα διαθέσιμα εργαλεία είναι:



Ανεβάζοντας μια φωτογραφία θα σας ζητηθεί να γίνει crop ως τετράγωνη:



← Χρήστος Παναγόπουλος



Ημερομηνία φωτογραφίας

1/6/2021 00:00

Περιγραφή

Μπορείτε να ανεβάσετε περισσότερες από μια φωτογραφίες για τον ασθενή.

From:

<https://docs.medisign.gr/> - docs.medisign.gr

Permanent link:

<https://docs.medisign.gr/manual/patient-photo>

Last update: **2021/06/21 11:40**

